

Chariot de transfert

Sécurisez la fixation des dispositifs médicaux pendant le transport



Chariot de transfert MobiDoc

- Sécurisé**
Évite les chutes des dispositifs médicaux pendant le transfert
- Ergonomique**
Permet de gagner du temps dans la préparation du transport
- Autonome**
Permet au soignant de se focaliser sur le patient
- Adaptable**
Fabriqué sur mesure en fonction des besoins du service
- Pérenne**
Design modulaire permettant une mise à jour rapide et simple



Au sein des services de réanimation et d'urgences, les transferts de patients vers les salles de radiologie ou de scanner sont quotidiens. Lors de leurs déplacements, il est parfois difficile pour le personnel soignant de jongler entre le transport des équipements médicaux reliés au patient, les passages étroits tels que les ascenseurs et la surveillance du patient. Moniteurs, respirateurs, pousse-seringues, bouteilles d'oxygène, sont autant de dispositifs médicaux qui doivent également être transférés afin de garantir l'état de santé du patient durant la totalité du transport.






Afin de répondre à ces contraintes, HYPPOMed propose sa nouvelle solution de transfert : le chariot MobiDoc. Ce chariot de fabrication allemande a été développé par la société MTH Médical, forte d'une expérience de 15 ans dans le domaine du transport de patient. Le chariot de transfert MobiDoc, grâce à son système d'accroche avec rayon de saisie réglable, permet un amarrage simple et rapide sur différents types de lits, brancards et autres supports. Dû à l'hétérogénéité des parcs de lits patient dans les établissements de santé, la solution MobiDoc est entièrement fabriquée sur-mesure, à la demande des professionnels de santé, en fonction des besoins et contraintes des services concernés.

Configurations disponibles



1. Chariot standard pour un amarrage sûr et rapide aux unités de transport patient (lit, brancard, etc.)
2. Chariot Smart avec pied raccourci pour permettre un passage dans les ascenseurs les plus étroits
3. Chariot Match avec un pied abaissé permettant un amarrage en cas d'espace réduit sous l'unité

Chariot de transfert MobiDoc

-  **Sur-mesure**
Permet un passage dans les endroits les plus étroits
-  **Opérationnel**
Prêt à l'emploi à chaque instant
-  **Facile à nettoyer**
Surfaces entièrement désinfectables
-  **Polyvalent**
De nombreux accessoires disponibles
-  **Amarrage fiable**
Fixation Twist avec rayon de saisie réglable



HYPPOmed vous accompagne sur le terrain pour comprendre vos problématiques et enjeux concernant les transferts patient et vous proposer la solution sur-mesure adaptée à votre travail quotidien.

Modules d'amarrage



1

1. Module d'amarrage standard


Adapté aux barres de lit de 32 mm de diamètre.



2

2. Module d'amarrage TWIST

Réglable sur deux niveaux.
Adapté aux barres de lit de 32 et 40 mm de diamètre.



3

3. Module d'amarrage SWITCH

Compatible avec différents diamètres avec une marge de 12 mm (exemple : 15-27 mm, 16-28 mm, etc.)

Chariot de transfert MobiDoc

Le chariot de transfert médical Mobidoc peut tout aussi bien être utilisé amarré au lit du patient en tant qu'outil de transfert, mais également en tant que station fixe pour la fixation des dispositifs médicaux dans les salles de soins (principalement en remplacement des colonnes fixes).



Où nous trouver ?

Siège social HYPPOMed

15/17 rue Emile Zola
69150 DECINES CHARPIEU

Tél : 04 78 24 56 21
Fax : 04 78 52 91 56
Mob. : 06 48 19 56 84
Email : info@hyppomed.com

Agence Paris HYPPOMed

Route de Gisy - Parc Burospace –Bât. 2 Bis - BP 14
91570 BIEVRES

Tél : 01 69 35 33 04
Fax : 01 60 12 14 28
Mob. : 06 45 52 46 91

Toujours à votre écoute - l'équipe HYPPOMed



Jérôme MARRON
Directeur



Jean-François DARDE
Ingénieur
Commercial



Chloé DURAND
Assistante
commerciale



Marine DELTOUR
Chef Produits